

Come risolvere i problemi? Guida alla risoluzione dei problemi

Problema	Discomfort	Soluzione
Perdite d'aria con maschera nasale (1 st scelta)	Sete e secchezza dalla bocca	Controlla se ci sono perdite dalla bocca Usa la mentoniera Usa la maschera facciale
Umidificazione	Secchezza nasale, congestione e rinite, sanguinamento nasale	Aggiungi umidificatore riscaldato Aumenta l'umidificazione Aggiungi il circuito riscaldato
Sonno	Frammentazione del sonno	Verificare la presenza di perdite d'aria o ostruzione delle vie aeree superiori
Asincronie	Aerofagia, eruttazione, flatulenza e disturbi addominali	Riconsiderare la sincronia del trigger inspiratorio e la frequenza di backup Diminuire l'IPAP
Dispnea da ventilazione	Affanno mattutino	Diminuire l'IPAP
Asincronia del trigger inspiratorio	Difficoltà di attivare il respiro	Aumentare la sensibilità del trigger inspiratorio Aumentare l'EPAP se si sospetta presenza di PEEP intrinseca
Asincronia del trigger inspiratorio	Auto trigger	Verificare la presenza di perdite non intenzionali Diminuire la sensibilità del trigger inspiratorio
Asincronia di flusso	L'aria arriva troppo velocemente	Prolungare il tempo di salita Diminuire l'IPAP
Asincronia di flusso	Aria insufficiente	Diminuire il tempo di salita Aumenta l'IPAP
Asincronia di ciclaggio	Respiro troppo corto	Prolungare il trigger espiratorio e il tempo massimo di inspirazione
Asincronia di ciclaggio	Doppio trigger	Prolungare il trigger espiratorio e il tempo massimo di inspirazione Aumenta l'IPAP
Asincronia di ciclaggio	Respiro troppo lungo	Ridurre il trigger espiratorio e il tempo inspiratorio minimo
Asincronia di frequenza	Non c'è tempo per espirare	Diminuire la frequenza di back up